



## PULL-ONS

Az Attends Pull-Ons puha és diszkrét nadrágpelenka, amely olyan, mint egy fehérnemű. Az eldobható nadrágpelenka könnyen fel és lehúzható, és kialakítása lehetővé teszi az enyhe, mérsékelt vagy súlyos inkontinencia kezelését.

### Elérhető abszorpciós szintek:




A színes gumik jelzik a termék hátulját.\*

Teljes mértékben rugalmas derékpánt a test körüli szoros illeszkedésért.

A kettős mag a megkötő réteggel együtt extra nedvszívó képességet biztosít a pelenka közepén, amely segít csökkenteni a szivárgás kockázatát és szárazon tartja a bőrt.

\*A Pull-Ons 6XS kivételével, ahol a színes gumik elöl találhatóak.



Ultrahangos Ragasztás Technológia- ragasztó nélkül a nagyobb puhaság érdekében.

Fehér, puha szivárgásgátlók, amelyek csökkentik a szivárgás kockázatát.

Nedvesség indikátor jelzi, amikor a terméket cserélni kell.



Bőrbarát, bőrgyógyászatilag tesztelt. Jóváhagyta a proDERM Institute for Applied Dermatological Research intézet



Quick-Dry technológia a gyors felszívódás és szárazság érdekében








Szagvédelem megóv a kellemetlen szagoktól



Aktív zóna ahol a legtöbb felszívásra van szükség



100% légáteresztő képesség minden területen Air Comfort technológia

 <b>Attends PULL-ONS</b>		<b>Kiszerezés (db/csomag) (csomag/karton)</b>	<b>Csípő / derék méret cm-ben</b>
<b>Abszorpció</b>	<b>Méret</b>		
<b>4</b> 	<b>S</b>	22 4 x 22	60-90
	<b>M</b>	22 4 x 22	80-110
	<b>L</b>	22 4 x 22	100-140
	<b>XL</b>	18 4 x 18	130-170
<b>6</b> 	<b>XXS</b>	21 4 x 21	38-55
	<b>XS</b>	22 4 x 22	45-60
	<b>S</b>	18 4 x 18	60-90
	<b>M</b>	18 4 x 18	80-110
	<b>L</b>	18 4 x 18	100-140
	<b>XL</b>	16 4 x 16	130-170
<b>8</b> 	<b>S</b>	16 4 x 16	60-90
	<b>M</b>	16 4 x 16	80-110
	<b>L</b>	16 4 x 16	100-140
	<b>XL</b>	14 4 x 14	130-170
<b>10</b> 	<b>M</b>	14 4 x 14	80-110
	<b>L</b>	14 4 x 14	100-140
	<b>XL</b>	14 4 x 14	130-170

**Abszorbens maganyag**

kétmagos rendszer vattával,  
szuperabszorbenssel és megkötő  
réteggel

**Külső réteg anyaga**

polipropilén laminált lap,  
nem szőtt és légáteresztő  
polipropilén fólia

**Fedőréteg**

nem szőtt anyag

**Latexmentes**

További információért keresse a [www.replant4care.hu](http://www.replant4care.hu) weboldalt