

10 cm

**Qualität
die verbindet**

VERBANDSTOFFE

URBAN[®]

VERBANDSTOFFE

URBA-LAN

Breite **10 cm** Länge gedehnt **ca. 5 m**

Kurzzug-Kompressionsbinde zur Anwendung auf intakter Haut (Medizinprodukt), hautfreundlich, saugfähig, luftdurchlässig. Warnhinweis: Verbandklammern dürfen nicht am Patienten angebracht werden. 100 % Baumwolle



Bitte die Binde mit ähnlichen Farben waschen

URBA-LAN REF 40530455

1 Stück / 1 darab

Made in Germany Németországban gyártva



EAN Code
Freifläche

URBA-LAN

REF 40530455

Breite/
Szélessége **10 cm** Länge gedehnt/
Hosszúság fesztíve **ca. 5 m**

URBA-LAN

Szélessége **10 cm** Hosszúság fesztíve **kb. 5 m**

Rövid nyúlású kompressziós kötés ép bőrön való használatra (orvostechnikai eszköz), kíméletes a bőrrel, abszorbens, légáteresztő. Figyelmeztető megjegyzések: A betegekben nem szabad kötéskapcsokat alkalmazni. 100% pamut



Kérjük, a kötést azonos színekkel együtt mosni

Rev. 04/2020

Lackfreies Feld
UDI

 KOB GmbH
Lauterstraße 50
67752 Wolfstein, Germany
www.kob.de

Made in Germany

Distributed by:
Replant 4 Care Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.
Tel.: 36-1-374-90-80 • www.replant.hu