

Attends®

Inkontinencia elleni védelem önnek



CONTOURS REGULAR

Az Attends Contours Regular termékcsalád betéteit anatómiailag formázva, közepes és/vagy erős vizelet és/vagy székletinkontinencia ellátására tervezték. Az Attends Contours Regular 4-5 méretei szorosan illeszkedő alsóneművel viselhetők. A Contours Regular 6-10 méreteihez ajánlott rögzítőnadrág használata (Attends netz rögzítőnadrág).




Elérhető abszorpciós szintek:



Anatómiailag formált a tökéletes illeszkedés érdekében.

A combtőbe illeszthető szivárgásgátló perem megelőzi a szivárgást, különösen oldalfekvés alkalmával.*

A szuperabszorbens nedvsvívó mag megtartó réteggel véd a szivárgás és a szagok kiáramlása ellen és a bőrt szárazon tartja.



A vízálló, sima textúrájú hátoldal segít a kényelmes illeszkedésben és a szivárgás elleni védelemben

A termék felszívó kapacitás szintje a betét hátoldalára van nyomtatva a könnyebb azonosítás érdekében.

A nedvességjelző indikátor megmutatja, a betét cseréjének szükségességét.

Attends Conoturs Regular 4-5 Rögzítőszalag lehetővé teszi, az extra diszkréció érdekében, hogy szorosan illeszkedő alsóneművel lehessen viselni.
*Az oldalgumírozás csökkenti a szivárgás kockázatát.



Az Attends Contours Regular termékek az SGD proDerm, Alkalmazott Bőrgyógyászati Kutató Intézet által lettek bevizsgálva és jóváhagyva.



Quick-Dry technológia a gyors felszívódás és szárazság érdekében



Aktív zóna ahol a legtöbb felszívásra van szükség


















Szagvédelem megóv a kellemetlen szagoktól



Bőrbarát pH érték az aktív zónában, segíti megvédeni a bőrt

További információ: www.replant4care.hu

 Attends CONTOURS REGULAR	Hossz (cm) / szélesség az ágyéknál (cm)	Kiszereles. (db/csomag) (csomag/karton)
abszorpció		
 4 	39 16	42 5 x 42
 5 	50 21	42 5 x 42
 6 	58 17.5	35 4 x 35
 7 	58 17.5	28 4 x 28
 8 	64.5 19	28 4 x 28
 9 	70 19.5	28 4 x 28
 10 	70 19.5	21 4 x 21

Abszorbens mag anyaga
Vattával és szuperabszorbenssel
és egy nedvességet megőrző
réteggel

Hátoldal
Polietilén filmréteg

Fedőréteg
Nem szőtt anyag

Latexmentes



Attends Healthcare AB
Järnväggatan 4
SE-57833 Aneby
Sweden



Az előállított termékek megújuló
energia felhasználásával és igazolt
kibocsátáscsökkentési projektek
eredményeként készülnek.



Ezek a termékek
elnyerték a Nordic Swan
Ecolabel tanúsítványt.



Műanyag csomagolásaink
minimum 30% újrahasznosított
anyagot tartalmaznak.
Dobozaink 100% újrahasznosított
anyagból készülnek.



A termékekhez szükséges
cellulóz fenntartható módon
kezelt erdőkből és ellenőrzött
forrásokból származik.



Ezzel a tanúsítvánnyal igazoltan
ezek a termékek ártalmatlanok
minősülnek az emberi
egészségre.

**Az Attendsnél törődünk az emberekkel,
társadalmunkkal és a Földdel.**