

12 cm

**Qualität
die verbindet**

VERBANDSTOFFE

URBAN®

VERBANDSTOFFE

URBA-LAN-ULTRA

Breite Länge gedehnt
12 cm ca. 5 m

Kurzzug-Kompressionsbinde zur Anwendung auf intakter Haut (Medizinprodukt), hautfreundlich, saugfähig, luftdurchlässig. Warnhinweis: Verbandklammern dürfen nicht am Patienten angebracht werden.

Ca. 66% Baumwolle, 34% Polyamid



Bitte die Binde mit ähnlichen Farben waschen

URBA-LAN-ULTRA

1 Stück / 1 darab REF 40547093

Made in Germany

Németországban gyártva



EAN Code
Freifläche

URBA-LAN-ULTRA

REF 40547093

Breite/
Szélessége

12 cm

Länge gedehnt/
Hosszúság feszítve

ca. **5 m**

URBA-LAN-ULTRA

Szélessége Hosszúság feszítve
12 cm kb. 5 m

Rövid nyúlású kompressziós kötés ép bőrön való használatra (orvostechnikai eszköz), kíméletes a bőrrel, abszorbens, légáteresztő. Figyelmeztető megjegyzések: A betegek nem szabad kötéskapcsokat alkalmazni.

Kb. 66% pamut, 34% poliamid



Kérjük, a kötést azonos színekkel együtt mossa

Rev. 04/2020

Lackfreies Feld
UDI

 KOB GmbH
Lauterstraße 50
67752 Wolfstein, Germany
www.kob.de

Made in Germany

Distributed by:
Replant 4 Care Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.
Tel.: 36-1-374-90-80 • www.replant.hu