

GelBodies



A GelBodies™ védelmet nyújt a nyomási fekély és idegkárosodás veszélyének kitett területeken.

A GelBodies™ egyesíti a légáteresztő, rugalmas Coolband textilanyagot egy speciálisan kialakított Gelpads zselével, mely védelmet, nyomáscsökkentést és egyenletes testsúlyelosztást biztosít. A Gelbodies™-t akár 12 órán keresztül is lehet viselni, bármely időszakban.

A Coolband textilanyag mosógépben mosható 40 °C fokon. A Gelpads zselé nedves ruhával tisztítható, az általános tisztítási protokoll-nak megfelelően. A Gelpads zselét nem lehet mosógépben mosni.



GelBodies™ méretezés:

Könyök (GB010-13): Mérjük körül a felkart.

Sarok vagy lábszár (GB010-13 or GB021-22): Mérjük körül a vádlit.

Sarok és boka (GB030-32): Mérjük körül a bokát (a bokacsont körül).

Térd (GB040-42): Mérjük meg a térd fölötti területet.

Csípő (GB050-52): Mérjük meg a derekat.

Amennyiben a mérete két méret közé esik, kérjük, válassza a nagyobb méretet.



Sarok- és könyökvédő:

S: GB010 - 20-25 cm
M: GB011 - 25-30 cm
L: GB012 - 30-36 cm
XL: GB013 - 36-41 cm

Sarok- és bokavédő:

S: GB030 - 20-25 cm
M: GB031 - 25-30 cm
L: GB032 - 30-36 cm



Csípővédő:

S: GB050 - 71-79 cm
M: GB051 - 79-85 cm
L: GB052 - 85-93 cm



Lábszárvédő:

M: GB021 - 25-33 cm
L: GB022 - 33-41 cm



Térdvédő:

S: GB040 - 23-28 cm
M: GB041 - 28-33 cm
L: GB042 - 33-41 cm

Lezárás dátuma: 2018. július

Forgalmazza:

Replant 4 Care Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.
Tel.: (+36 1) 374 9080, Fax: (+36 1) 269 3274
www.replant.hu