


## MAXIS MICRO II. KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK



### ➤ MICRO

Az elegáns MAXIS® MICRO kompressziós harisnyák nagyon finom, mikroszálát tartalmazó fonalból készülnek. A MAXIS MICRO harisnyákat az ún. „mikro-hatás” különbözteti meg a többi kompressziós harisnyától.

Éz egy olyan speciális technológia, amelyben a lycra szálak nem érintkeznek közvetlenül a bőrrel, így a -minimumra csökkenthetjük a bőr irritációjának lehetőségét - ezért a MAXIS MICRO harisnyák az érzékeny bőrűeknek is megfelelőek.

#### **Előnyei:**

- kellemes viselet a bőrnek
- selymes tapintású
- kellemes hőhatású
- légáteresztő
- jó páraelvezető

#### **Kivitel/ összetétel:**

**CCL 1 nyitott és zárt orr:**  
33% elasztán, 67% poliamid


**CCL 2 nyitott és zárt orr:**  
38 % elasztán, 62% poliamid

**CCL 3 nyitott és zárt orr:**  
32% elasztán, 68% poliamid





### MICRO



AG combtámasztó, AG/HS  
egyszárú harisnyonadrág és  
AT harisnyonadrág \*\*\*\*\*

AG Combtámasztó extra széles szilikon,  
vagy csipkés rögzítőpánttal \*\*\*\*\*

AG Combtámasztó standard szilikon,  
vagy csipkés rögzítőpánttal \*\*\*\*\*

	Hosszúság	
	Rövid	Normál
AG harisnyonadrág	34-38	39-44
AG / combtámasztó	53-56	57-65
AG / combtámasztó	62-71	72-83
AT harisnyonadrág	62-71	72-83

Méret	1	2	3	4	5	6	7	8
.G	42-56	44-61	48-66	52-71	55-76	59-81	63-83	67-83
.G+	48-56	52-61	56-66	60-71	64-76	68-81	71-83	74-83
.G	42-47	44-51	48-55	52-59	55-63	59-67	63-70	67-73
.F	38-47	40-50	43-54	46-58	49-63	52-66	56-70	60-72
.E	29-35	32-39	34-42	36-44	38-47	40-50	41-52	47-57
.D	26-31	28-35	31-38	33-41	35-44	37-47	39-49	41-51
.C	27-32	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50	42-52
.B1	22-26	23-29	25-31	28-34	30-36	32-38	35-40	37-42
.B	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31	30-33
.Y	25-30	27-32	28-34	30-36	31-37	32-40	34-42	36-42
.A	16-21	18-23	20-25	22-28	24-31	26-33	27-34	28-35
.H	110		120		130			
.J	80		90		100			

**Színek:** hamis, bézs, gyémánt szilikon, fekete, bronz

Katalógusszámokat lásd a 12. oldalon!

A legfontosabb méretek: .B, .C, .D és .G körméretek



Forgalmazza:  
Replant 4 Care Kft.  
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.  
[www.replant.hu](http://www.replant.hu)