



Gyártja: Trulife Healthcare, Írország

„Jobb megelőzni, mint gyógyítani!”

Relax GelCell


EGY LÉGKAMRÁS ÜLŐPÁRNA

Levegő és szilikon gél kombinációjú, nyomáscsökkentő ülőpárna a kerekesszék használók és a mozgáskorlátozottak részére, akiknél a felfekvés kialakulásának magas kockázata van.

34 összekapcsolódó, levegővel töltött cellából áll, amelyek felső rétege egy szilikon alapú zselés anyag.

TERMÉKELŐNYÖK:

- A párnára nehezedő súly hatására a levegő áramlani kezd a cellák között, így biztosítva a súly egyenletes eloszlását, csökkentve a csontos részekre nehezedő magas nyomáskonzentrációt.



Teherbírás:
130 kg




RELAX GELCELL ÉS RELAX GELCELL G2 ÜLŐPÁRNÁK


– felírhatósági információk*

- Indikáció:** Felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés kezelésére érzéskieséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, akiknek az állapota végleges.
- Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat, neurológia.
- Felírható mennyiség:** 1 db / 60 hónap

* Az érvényes TB támogatási információért, kérjük, keresse fel a <http://sejk.oep.hu/> oldalt.



GelCell ülőpárna
használatával.



GelCell ülőpárna
használatának nélkül.

Termékkód	Méret (cm)	TB támogatás
RG004-15TR	38x36x5 cm	-
RG004-16TR	40x40x5 cm	80 % K
RG004-17TR	43x43x5 cm	80 % K
RG004-18TR	45x40x5 cm	80 % K
RG004-1818TR	45x45x5 cm	-

Forgalmazza: Replant 4 Care Kft.

Kérdésével, tanácsért hívja vevőszolgálatunkat a

(06-1) 374-90-80 telefonszámon.

REPLANT  CARE

1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.

Telefon: 06 1 374-9080

Fax: 06 1 269-3274

www.replant.hu

• A prospektusban szereplő termékek gyógyászati segédeszközök. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát. • Lezárás dátuma: 2017. december

A TERMÉK TB TÁMOGATOTT!



Gyártja: Trulife Healthcare, Írország

„Jobb megelőzni, mint gyógyítani!”

Relax GelCell G2

KÉT LÉGKAMRÁS ÜLŐPÁRNA

A levegő és gél kombinációjú 2 légkamrás ülőpárnának biztosítják a felhasználó stabilabb ülését, a kiváló nyomáscsökkenést és az optimális kényelmet, ezzel jobb életminőséget nyújtva a felhasználók számára.



Teherbírás:
130 kg


48 összekapcsolódó, levegővel töltött cellából áll, amelyek felső rétege egy szilikon alapú zselés anyag.

TERMÉKELŐNYÖK:


- A termékek úgy lettek kifejlesztve, hogy egyenletesen eloszlassák a testsúlyt és kiváló nyomáscsökkenést, valamint jó testtartást biztosítsanak a felhasználók számára.
- A cellák a párna első részén kisebbek a kényelem fokozásáért és a jobb testtartás elősegítéséért.
- A párna közepén perforált, ezáltal kialakítva a 2 légkamrát, melyek külön-külön szelepekkel fújhatóak fel, ezáltal szabályozhatóvá válik a levegő mennyisége.



Termékkód	Méret (cm)	TB támogatás
RG005-14TR	36x36x4 cm	80% K
RG005-15TR	38x38x4 cm	80% K
RG005-16TR	40x40x4 cm	80% K
RG005-1618TR	40x45x4 cm	80% K
RG005-17TR	43x43x4 cm	80% K
RG005-1816TR	45x40x4 cm	80% K
RG005-18TR	45x45x4 cm	80% K



GelCell G2 ülőpárna használatával.



GelCell G2 ülőpárna használata nélkül.

RELAX GELCELL ÉS RELAX GELCELL G2 ÜLŐPÁRNÁK – termékjellemzők

- **Könnyű** súlyúak (max.: 1,7 kg).
- **Párnahuzatuk** vízálló és mosható, ezért kifejezetten ajánlott inkontinens betegek részére is.
- A rugalmas huzat csökkenti a bőr meggyűrődését és a dörzsölődést.
- **Párnák tisztítása:** egyszerű: nedves, fertőtlenítőszeres ruhával áttörölhetőek vagy teljesen felfújtt állapotban lemoshatóak a csap alatt.

Párnahuzatok tisztítása:

REPLANT CARE

1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.

Telefon: 06 1 374-9080

Fax: 06 1 269-3274

www.replant.hu

A TERMÉK TB TÁMOGATOTT!